



Carrello Easy 40×36 cm con Base

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 27880

EAN / GTIN 8023279278804

Confezione 1

CARRELLI EASY • 2 ripiani 40x36 cm + base • Altezza: 75 cm Linea completa di carrelli eleganti e resistenti con 2, 3 o 4 ripiani. Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno). Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta. Studiati per dispositivi medici. Istruzioni illustrate per il montaggio. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (LxPxA): 50x45x75 cm
- Capacità di carico:
 - totale 140 kg
 - per ripiano 25 kg
- Ripiani: 40x36 cm
- Rotelle: 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno)
- Materiale:
 - alluminio estruso verticale
 - parti in plastica in ABS
 - Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFIGURAZIONE	EAN	CONFEZIONE
27880	2 Ripiani	8023279278804	1
27881	3 Ripiani	8023279278811	1
27882	4 Ripiani	8023279278828	1

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278804

CODICE GEF

27880



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it