



# Carrello Easy 3 Ripiani 40X36 Cm + Base

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27881

EAN / GTIN 8023279278811

Confezione 1

CARRELLI EASY • 3 ripiani 40x36 cm + base • Altezza: 83,5 cm Linea completa di carrelli eleganti e resistenti con 2, 3 o 4 ripiani. Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno). Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta. Studiati per dispositivi medici. Istruzioni illustrate per il montaggio. Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (LxPxA): 50x45x83,5 cm
- Capacità di carico:
  - totale 140 kg
  - per ripiano 25 kg
- Ripiani: 40x36 cm
- Rotelle: 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno)
- Materiale:
  - alluminio estruso verticale
  - parti in plastica in ABS
  - Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278811

CODICE GEF

27881



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697