



Carrello Pro 2 Ripiani Tastiera Supp. Monitor Cassetto

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27887

EAN / GTIN 8023279278873

Confezione 1

PRO CART 2 ripiani + supporto tastiera e monitor Tutti i carrelli professionali sono forniti con passacavi nelle colonne laterali Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di carico: - totale 240 kg - per ripiano 35 kg
- Base: 60,8x50 cm
- Ripiani: 2 ripiani 50x50 cm + base
- Materiale:
- alluminio estruso verticale
- parti in plastica in ABS

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278873

CODICE GEF

27887



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697