



Carrello Smart - 2 Ripiani 50x42 Cm + Base

Codice GEF (SKU) 27889

EAN / GTIN 8053736710585

CARRELLO SMART - 2 ripiani 50x42 cm + base Carrelli resistenti con base in acciaio verniciato a polvere e telaio di alluminio. 2 ripiani con sponda anticaduta sul retro, regolabili in altezza. Adatti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARRELLO SMART - 2 ripiani 50x42 cm + base Carrelli resistenti con base in acciaio verniciato a polvere e telaio di alluminio. 2 ripiani con sponda anticaduta sul retro, regolabili in altezza. Adatti per tutti gli elettrobisturi. Istruzioni illustrate per il montaggio. Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$ 4 rotelle gemellate piroettanti (2 con freno) $\varnothing 65$ mm in gomma termoplastica e ABS. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8053736710585

CODICE GEF

27889



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697