



Carrello Smart - 2 Ripiani 50x42 Cm + Base + Cassetto

Codice GEF (SKU) **27894**

EAN / GTIN **8053736710615**

CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035 • 2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto • Altezza: 78 cm Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm). Colonne

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035
- 2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto
- Altezza: 78 cm Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm). Colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno). Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$. Cassetto completamente estraibile senza guide con cuscinetti a sfera. Studiati per dispositivi medici. Istruzioni illustrate per il montaggio. Tutti i ripiani hanno una sponda di protezione sul retro. I ripiani sono rivestiti da lamine verniciate. Ripiani regolabili ad altezze diverse. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8053736710615

CODICE GEF

27894



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697