



Carrello Smart 40×36 cm con Base

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 27895

EAN / GTIN 8023279278958

Confezione 1

Carrelli resistenti con base in acciaio verniciato a polvere e telaio di alluminio. 2 ripiani con sponda anticaduta sul retro, regolabili in altezza. Adatti per tutti gli elettrobisturi. Istruzioni illustrate per il montaggio. Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$ 4 rotelle gemellate piroettanti (2 con freno) $\varnothing 65$ mm in gomma termoplastica e ABS. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata totale: 80 kg
- Portata x ripiano: 15 kg
- Dimensioni mm: 482x500xh 780
- Peso: 13 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CONFIGURAZIONE	EAN	CONFEZIONE
27895	2 Ripiani	8023279278958	1
27896	3 Ripiani	8023279278965	1
27897	4 Ripiani	8023279278972	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0880EAN / GTIN
8023279278958CODICE GEF
27895

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697