



Carrello Smart 4 Ripiani 40X36 Cm + Base

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27897

EAN / GTIN 8023279278972

Confezione 1

CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035 • 4 ripiani 40x36 cm + base • Altezza: 115 cm Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm). Colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno). Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato $\pm 10^\circ$.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (cm): 48,2x50x115
- Capacità di carico: totale 80 kg, per ripiano 15 kg
- Materiale:
- alluminio estruso verticale
- parti in plastica in ABS
- Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica
- Peso totale: 18 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279278972

CODICE GEF

27897



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697