



VETRINA "VALUE" A 1 ANTA vetro temperato

Codice GEF (SKU) **27898**

EAN / GTIN **8023279278989**

Confezione **1**

Armadio VALUE - 1 anta Armadio in lamiera d'acciaio smaltata con ante in vetro temperato. Anta in vetro a battente con serratura e chiave. Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Fornito smontato. Dimensione: 52x35x138 cm Imballo: 65x26x134 cm Peso: 31 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278989

CODICE GEF

27898



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697