



## VETRINA "VALUE" A 2 ANTE vetro temperato

Codice GEF (SKU) 27899

EAN / GTIN 8023279278996

Confezione 1

Armadio VALUE - 2 ante Armadio in lamiera d'acciaio smaltata con ante in vetro temperato. Anta in vetro a battente con serratura e chiave. Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Fornito smontato. Dimensione: 75x37x164 cm Imballo: 72x24x156 cm Peso: 45 kg Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279278996

CODICE GEF

27899



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697