



VETRINA "VALUE" A 4 ANTE vetro temperato

2 varianti

Codice GEF (SKU) 27900

EAN / GTIN 8023279279009

Confezione 1

ARMADIO VALUE - 4 ante (incernierate) Armadio in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti. Lo scomparto superiore presenta 2 ante incernierate in vetro temperato, serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante incernierate in lastra d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata. Fornito in kit. Dimensione: 75x37x164 cm Imballo: 72x24x156 cm Peso: 50 kg Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27900	27900	8023279279009	1
27902	27902	8023279279023	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279279009

CODICE GEF
27900



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697