



## VETRINA 1 ANTA 3 ripiani vetro temperato

Codice GEF (SKU) 27901

EAN / GTIN 8023279279016

Confezione 1

Armadio con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ante: 1
- Ripiani regolabili: 3
- Peso: 30 kg
- Dimensioni: 53 x 36 x h 144 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279016**

CODICE GEF

**27901**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697