



VETRINA 4 ANTE 3 ripiani vetro temperato

Codice GEF (SKU) 27903

EAN / GTIN 8023279279030

Confezione 1

Armadio con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ante: 4
- Ripiani regolabili: 2
- Peso: 45 kg
- Dimensioni: 75 x 38 x h 169 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279030

CODICE GEF

27903



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697