



VETRINA 2 ANTE 4 ripiani

Codice GEF (SKU) 27905

EAN / GTIN 8023279279054

Confezione 1

Armadio con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ante: 2
- Ripiani regolabili: 4
- Peso: 47 kg
- Misure: 75 x 38 x h 169 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279054

CODICE GEF

27905



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697