



## SCAFFALATURA INOX

Codice GEF (SKU) **27908**

EAN / GTIN **8023279279085**

Confezione **1**

SCAFFALATURA INOX Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura. Misure: 100x50xh 200 cm Peso: 30 kg. Portata massima per ripiano: 25 kg. 3 scaffalature fissate insieme Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279085**

CODICE GEF

**27908**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697