



## Armadio Pensile Vetro Temperato

Codice GEF (SKU) 27911

EAN / GTIN 8023279279115

Confezione 1

Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato da appendere alla parete grazie a 2 fori sul retro. Provvisto di serratura. Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ante: 2
- Ripiani regolabili: 2
- Peso: 16 kg
- Dimensioni: 60 x 30 x h 60 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279115

CODICE GEF

27911



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697