



VETRINA DA PARETE ante verniciate

Codice GEF (SKU) 27912

EAN / GTIN 8023279279122

Confezione 1

Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ante: 2
- Ripiani regolabili: 3
- Peso: 18 kg
- Dimensioni: 80 x 33 x h 45 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279122

CODICE GEF

27912



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697