



TAVOLO STRUMENTARIO 2 ripiani

Codice GEF (SKU) **27913**

EAN / GTIN **8023279279139**

Confezione **1**

Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. TAVOLO STRUMENTARIO 2 RIPIANI Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm) Ripiano: 120x65 cm Ringhierine anticaduta su tre lati Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279139

CODICE GEF

27913



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697