



TAVOLO STRUMENTARIO 1 ripiano

Codice GEF (SKU) **27914**

EAN / GTIN **8023279279146**

Confezione **1**

TAVOLO STRUMENTARIO 1 RIPIANO Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 21 kg. Portata: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm). Ripiano: 120x65 cm Ripiano superiore in acciaio inox regolabile 105-136 cm con 4 ganci per strumenti Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279146

CODICE GEF

27914



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697