



Armadio 100% Inox

Codice GEF (SKU) **27917**

EAN / GTIN **8023279279177**

Confezione **1**

ARMADIO INOX Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciaio INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio INOX. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279177

CODICE GEF

27917



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697