



VASSOIO PLASTICA 60x40xh5 cm

Codice GEF (SKU) **27924**

EAN / GTIN **8023279279245**

Confezione **1**

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36). Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico. • Tipologia: chiuso • Misure: 600 x 400 x 50 mm • Materiale: ABS grigio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279245

CODICE GEF

27924



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697