



## Vassoio in Plastica 60×40 cm

3 varianti

Codice GEF (SKU) **27925**

EAN / GTIN **8023279279252**

Confezione **1**

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36). Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico. • Tipologia: chiuso • Misure: 600 x 400 x 100 mm • Materiale: ABS grigio

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | ALTEZZA | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|---------|---------------|------------|
| 27925            | H 10 cm | 8023279279252 | 1          |
| 27928            | H 20 cm | 8023279279283 | 1          |
| 27924            | H 5 cm  | 8023279279245 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279279252**

CODICE GEF  
**27925**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697