



POLTRONCINA sedile imbottito con braccioli

Codice GEF (SKU) **27933**

EAN / GTIN **8023279279337**

Confezione **1**

SEDIA - seduta imbottita e braccioli imbottiti. Struttura in acciaio inox verniciata di bianco, con schienale e seduta imbottiti grigi. Impilabili. Portata: 120 kg. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279337

CODICE GEF

27933



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697