



## Carrello Di Servizio Mini 600 Iso Vuoto

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 27934

EAN / GTIN 8023279279344

Confezione 1

CARRELLO AURION MINI 600 - ISO - vuoto Dimensioni: 59 x 99,3 x h 88 cm Struttura in poliuretano Baydur - Bayer AG lavabile e disinfettabile. Non provoca reazione agli acidi diluiti, agli alcali e ai solventi. Autoestinguento in conformità alla Classe UL V0. - Privo di lattice. Per una maggiore sicurezza le maniglie sono modellate sul corpo della struttura da ambi i lati e il piano superiore del carrello ha 4 bordi laterali contenitivi per evitare la fuoriuscita / caduta dei materiali.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279279344

CODICE GEF

27934



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697