



Carrello Di Servizio Iso Vuoto

Codice GEF (SKU) **27935**

EAN / GTIN **8023279279351**

Confezione **1**

Carrello di servizio per vaschette e cestelli "ISO" (non inclusi) in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Fornito con 5 coppie di guide di altezza regolabile per cestelli/vaschette ISO. Dimensioni: 65x47xh 100 cm Peso: 12,5 kg Ruote pivotanti Ø 100 mm (2 con freno) Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279351

CODICE GEF

27935



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697