



Armadio Medicinali Combo Bilaminato

Codice GEF (SKU) **27941**

EAN / GTIN **8023279279412**

Confezione **1**

ARMADIO PORTAFARMACI COMBO 96x66xh 195 cm Con 30 scomparti per farmaci da un lato e 6 vassoi ISO, 1 ripiano e 3 cassetti dall'altro - in bilaminato di 20 mm di spessore - base in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm Lato destro - 1 anta esterna bloccabile con rotazione a 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279412

CODICE GEF

27941



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697