

GEF Medica

Armadio Portamedicinali Melaminico

Codice GEF (SKU) **27942**EAN / GTIN **8023279279429**Confezione **1**

ARMADIO PORTAFARMACI 100x60xh 195 cm Materiale: nobilitato
Colore: bianco Con tesoretto per stupefacenti, 60 scomparti porta
farmaci e 5 ripiani regolabili - in nobilitato, spessore 20 mm - telaio in
acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50
mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279429

CODICE GEF

27942

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697