

1818	484	499	482	854
431	861	412	452	441

# Armadio Portamedicinali Bilaminato Colore A Scelta

Codice GEF (SKU) 27945

EAN / GTIN 8023279279450

Confezione 1

ARMADIO PORTAFARMACI 100x60xh 195 cm Materiale: bilaminato  
Colore: altri colori (Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni) Con tesoretto per stupefacenti, 60 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili - in bilaminato, spessore 20 mm - telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279450

CODICE GEF

27945



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697