



Sgabello Sedile Inox Base In Alluminio Con Piedini

Codice GEF (SKU) **27947**

EAN / GTIN **8023279279474**

Confezione **1**

SGABELLO - base fissa Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Altezza regolabile da 46-65 cm. Base fissa in alluminio. Portata: 150 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279474

CODICE GEF

27947



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697