



CASSETTO ISO PLASTICA TRASPARENTE 600x400x50 mm chiuso

Codice GEF (SKU) 27957

EAN / GTIN 8023279279573

Confezione 1

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36). Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico. • Tipologia: chiuso • Misure: 600 x 400 x 50 mm • Materiale: PC trasparente

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279573

CODICE GEF

27957



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697