



Armadio Multifunzionale Chiaro

Codice GEF (SKU) 27959

EAN / GTIN 8023279279597

Confezione 1

Armadio multifunzionale con struttura in alluminio verniciato a polvere e profili con pannelli resistenti e durevoli in truciolato rivestito di melamina. - 2 porte in vetro temprato spesso 5 mm con bordi in alluminio verniciato a polvere, girevoli a 180° sui cardini e dotate di serratura - 4 ripiani regolabili in vetro temprato 4 piedini in acciaio verniciato a polvere con inserti in plastica regolabili, altezza 200 mm per facilitare la pulizia. Dimensioni: 750x400xh 1700 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279597

CODICE GEF

27959



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697