



## Armadio Medicinali Shell

Codice GEF (SKU) **27960**

EAN / GTIN **8023279279603**

Confezione **1**

ARMADIO PORTAFARMACI SHELL - bianco Struttura di alluminio verniciata a polvere con pannelli resistenti e durevoli in truciolato rivestito di melamina. - 8 ripiani interni regolabili e serratura per chiudere a chiave l'armadio - 20 divisori trasparenti infrangibili e riciclabili (10 per porta) Porte bordate girevoli a 270°, cardini con serratura e maniglie in nylon riempito di vetro. Base con 4 piedini in acciaio verniciato a polvere con inserti in plastica regolabili.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279603**

CODICE GEF

**27960**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697