



# CASSETTO ISO PLASTICA TRASPARENTE 600x400x100 mm aperto

Codice GEF (SKU) 27965

EAN / GTIN 8023279279658

Confezione 1

Vassoio modulare in plastica per carrelli ISO (codici 27934-35-36). Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico. • Tipologia: aperto • Misure: 600 x 400 x 100 mm • Materiale: PC trasparente

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279658**

CODICE GEF

**27965**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697