



## Paravento A 3 Ante

2 varianti

Codice GEF (SKU) **27970**

EAN / GTIN **8023279279702**

Confezione **1**

Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca. • Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (50 cm ciascuna) • Peso: 5 kg • Montato su piedini Made in Italy.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
27970	A 3 ANTE	8023279279702	1
45580	a 3 ANTE - bianco	8023279455809	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279702**

CODICE GEF

**27970**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697