



## Paravento 4 Ante Con Ruote

Codice GEF (SKU) **27974**

EAN / GTIN **8023279279740**

Confezione **1**

Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca • Misure: 200xh 170 cm - 4 sezioni (50 cm ciascuna) • Peso: 8 kg • Montato su ruote (Ø 50 mm) Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279279740**

CODICE GEF

**27974**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697