



PREDELLINO A DUE GRADINI smontato

Codice GEF (SKU) **27977**

EAN / GTIN **8023279279771**

Confezione **1**

PREDELLINO - 2 gradini - smontato Struttura in tubo d'acciaio cromato con piedini in gomma. Carico: 100 Kg Pedana in plastica nera antiscivolo. Dimensioni: 40 x h 42 cm Dimensioni imballo: 51x42xh 12 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279771

CODICE GEF

27977



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697