



APPENDIABITI cromato

Codice GEF (SKU) **27989**

EAN / GTIN **8023279279894**

Confezione **1**

Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato.
Basamento pesante e portaombrelli • Peso: 5 kg Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279894

CODICE GEF

27989



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697