



LAMPADA DA STUDIO

Codice GEF (SKU) **27990**

EAN / GTIN **8023279279900**

Confezione **1**

LAMPADA STUDIO - 100 W Lampada alogena con struttura tubolare in alluminio e braccio flessibile in acciaio cromato. Base in plastica Ø 60 cm con ruote in plastica Ø 50mm (1 con freno). 220-240 V, 50-60 Hz. Lampadina 100W (connessione E27) non inclusa. Braccio flessibile 38 cm Cupola in alluminio Ø 15 cm Peso netto: 3 kg Dimensioni imballo: 115x17x57 cm Altezza fissa 100 cm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279279900

CODICE GEF

27990



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697