



Poltrona Luxor Meccanica

2 varianti

Codice GEF (SKU) 28005

EAN / GTIN 8023279280050

Confezione 1

Tramite pedale la poltrona può scorrere verso l'alto o il basso e ruotare a 360°. Schienale e poggiatesta regolabili. Braccioli amovibili. Misure: 183 x 83 x h 56-76 cm Peso netto: 72 kg Portata max: 175 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
28005	azzurro	8023279280050	1
28006	bianco	8023279280067	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280050

CODICE GEF

28005



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697