



Poltrona Amira Elettrica 2 Motori

2 varianti

Codice GEF (SKU) **28008**

EAN / GTIN **8023279280081**

Confezione **1**

POLTRONA AMIRA - 2 motori - bianca Poltrona elettrica che consente di regolare separatamente l'altezza e l'inclinazione dello schienale. Regolazione manuale dell'angolo di inclinazione della seduta e del poggiatesta. Fornito con cuscino. Foro facciale dietro il cuscino Misure: 185 x 69 x h 64-86 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
28008	azzurro	8023279280081	1
28009	bianco	8023279280098	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280081

CODICE GEF

28008



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697