



TELECOMANDO per 28010, 28011, 28040

Codice GEF (SKU) 28014

EAN / GTIN 8023279280142

Confezione 1

Telecomando per poltrone elettriche.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280142

CODICE GEF

28014



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697