



MOTORE LUXOR schienale per 28010 e 28011 ricambio

Codice GEF (SKU) 28016

EAN / GTIN 8023279280166

Confezione 1

Motore di ricambio per poltrona Luxor.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280166

CODICE GEF

28016



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697