



MOTORE LUXOR alzata per 28010, 28011 ricambio

Codice GEF (SKU) 28017

EAN / GTIN 8023279280173

Confezione 1

Motore di ricambio per poltrona Luxor.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280173

CODICE GEF

28017



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697