



Nuova Poltrona Podologia Meccanica

Codice GEF (SKU) 28021

EAN / GTIN 8023279280210

Confezione 1

Questa poltrona può alzarsi, abbassarsi e ruotare su sé stessa. Lo schienale e i poggiatesta sono regolabili. La base tonda solida assicura la massima stabilità. Misure: 160 x 73,5 x h 51-65 cm Peso netto: 41 kg Portata max: 200 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280210

CODICE GEF

28021



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697