



Poltrona Podologia Elettrica

Codice GEF (SKU) **28025**

EAN / GTIN **8023279280258**

Confezione **1**

POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente mediante un pedale o una pulsantiera. La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili. Misure: 186 x 86 x h 58-89 cm Peso netto/lordo: 72/92 kg Portata max: 175 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280258

CODICE GEF

28025



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697