



Poltrona Elettrica Cleopatra 3 Motori Chiaro

Codice GEF (SKU) **28042**

EAN / GTIN **8023279280425**

Confezione **1**

POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige chiaro Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale o pulsantiera. Poggiatesta regolabile con pompa a gas. Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Cuscino incluso. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279280425

CODICE GEF

28042



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697