



Aerosol Clineb PRO A Pistone

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28060

EAN / GTIN 8054619104644

Confezione 1

AEROSOL CLINEB PRO a pistone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 230 V- 50/60 Hz
- Consumo di energia: 110 VA
- Pressione massima: 300 kPa (3 bar)
- Flusso d'aria: 16 l/min
- Pressione d'esercizio: 95 kPa (0,95 bar)
- Flusso d'aria di esercizio: 8 l/min a 130 kPa
- Dimensione - Peso: 23x19xh25 cm - 2,2 kg
- Livello rumorosità: 60dBa

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12159002

EAN / GTIN

8054619104644

CODICE GEF

28060



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697