



Aerosol MESH Indossabile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28065

EAN / GTIN 6970384253290

Confezione 1

AEROSOL MESH INDOSSABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza ultrasuoni: circa 110 kHz
- Nebulizzazione: frequenza = 0,2 ml/min
- Durata testina: 180 ore
- MMAD: < 5 µm
- FPF: = 60%
- Volume max/min liquido: 6 ml / 2 ml
- Arresto: automatico in assenza di liquido
- Alimentazione: batteria al litio integrata 3,7 V, 300 mAh
- Tempo di funzionamento: > 60 min.
- Durata batteria: 500 cicli
- Dimensioni - peso: 54x36x44 mm - 45 g
- Protezione liquidi: IPX5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIaCND
Z12040210EAN / GTIN
6970384253290CODICE GEF
28065

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697