



## Aerosol MESH

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28066

EAN / GTIN 8023279280661

Confezione 1

AEROSOL MESH

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 batterie AA o cavo USB CC 5V
- Frequenza ultrasuoni: circa 110kHz
- Tasso di nebulizzazione: =0,25ml / min
- Volume liquidi max/min: 10ml / 0,5ml
- MMAD circa 4µm
- Durata nebulizzatore: 180 ore
- Durata batterie: 60 minuti
- Spegnimento: automatico in assenza di liquidi
- Livello di sicurezza: Tipo BF, Classe II, IP 22

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z12159002

EAN / GTIN

8023279280661

CODICE GEF

28066



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697