



## UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW

Codice GEF (SKU) **28070**

EAN / GTIN **8054619101377**

Confezione **1**

UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW Umidificatore a ultrasuoni a vapore freddo, dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED Fuoriuscita del vapore con regolazione della direzione (rotazione 360°) e della velocità (tramite manopola) È possibile introdurre essenze balsamiche nel vano posteriore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz
- Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
- Portata acqua: 2,8 l
- Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m2
- Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
- Dimensioni (singola confezione): Ø 19xh 30 cm - Peso: 1,4 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8054619101377**

CODICE GEF

**28070**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697