



# Aerosol Myneb A Pistone

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28073

EAN / GTIN 8033717011436

Confezione 1

AEROSOL MYNEB a pistone

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adattatore CA:
- - ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A
- - uscita 12 V - DC 2A
- Ciclo operativo: 30/30 min. ON/OFF
- Rumorosità: 51 dB
- Tasso di nebulizzazione: 0,45 ml/min con NaCl 0,9%
- Flusso d'aria: 12 l/min
- Pressione massima: 165 kPa/1,65 bar
- Dimensione particelle: 75% < 5 µm (NaCl 0,9%)
- Dimensioni e peso: 132x140xh 60 mm - 450 g

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIa**CND  
**Z12159002**EAN / GTIN  
**8033717011436**CODICE GEF  
**28073**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697